

**แบบประเมินการเช็ดทำความสะอาดเตียงและอุปกรณ์ข้างเตียง
สำหรับ พนักงานช่วยเหลือคนไข้**

| ข้อ | รายการ | คนที่ | คนที่ | คนที่ | คนที่ |
|--|---|-------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| กรณีทำความสะอาดในแต่ละวัน : ผู้ป่วยไม่มีเชื้อดื้อยา | | | | | |
| 1 | อุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาด 1. ผ้าสะอาด (ใช้แยกแต่ละเตียง) 2. ถังใส่น้ำสะอาด 3. virkon (5กรัม) (อัตราส่วนผสม 0.5% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ ใช้ virkon (5กรัม) 1 ซอง : น้ำสะอาด 1 ลิตร) | | | | |
| 2 | อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย 1. ผ้ากันเปื้อนพลาสติก 2. ถุงมือสะอาด 3. หน้ากากอนามัย | | | | |
| 3 | ลำดับในการเช็ดทำความสะอาด จาก สกปรกน้อยไปสกปรกมาก หัวเตียง >> ท้ายเตียง >> ที่นอนบน >> ที่ปรับเตียง >> ราวเตียง >> ขวดน้ำยาทำความสะอาดมือ | | | | |
| 4 | การทำความสะอาดอุปกรณ์/สิ่งของ รอบๆ เตียง โต๊ะข้างเตียงของผู้ป่วย >> เก้าอี้ >> โต๊ะสำหรับวางอุปกรณ์ >> โต๊ะสำหรับวางถาดอาหาร >> ปุ่มกดเปิดพัดลม | | | | |
| กรณีทำความสะอาดในแต่ละวัน : ผู้ป่วยมีเชื้อดื้อยา | | | | | |
| 1 | อุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาด 1. ผ้าสะอาด (ใช้แยกแต่ละเตียง) 2. ถังใส่น้ำสะอาด 3. virkon (5กรัม) (อัตราส่วนผสม 1% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ ใช้ virkon (5กรัม) 2 ซอง : น้ำสะอาด 1 ลิตร) | | | | |
| 2 | อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย 1. ผ้ากันเปื้อนพลาสติก ชนิดเต็มตัว 2. ถุงมือสะอาด 3. หน้ากากอนามัย | | | | |
| 3 | ลำดับในการเช็ดทำความสะอาด จาก สกปรกน้อยไปสกปรกมาก หัวเตียง >> ท้ายเตียง >> ที่นอนบน >> ที่ปรับเตียง >> ราวเตียง >> ขวดน้ำยาทำความสะอาดมือ | | | | |
| 4 | การทำความสะอาดอุปกรณ์/สิ่งของ รอบๆ เตียง โต๊ะข้างเตียงของผู้ป่วย >> เก้าอี้ >> โต๊ะสำหรับวางอุปกรณ์ >> โต๊ะสำหรับวางถาดอาหาร >> ปุ่มกดเปิดพัดลม | | | | |

หมายเหตุ : หลังผสมน้ำยามีอายุการใช้งาน 7 วัน หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงน้ำยาจากสีชมพูกลายเป็นลักษณะใส

โดย กลุ่มงานการพยาบาลด้านควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โทร 2717
ฉบับวันที่ 19 มกราคม 2566